

## ULTRASSONS SONIC DUO E SONIC DUO FIT



## A TECNOLOGIA EVOLUI VOCÊ TAMBÉM

O ultrassom com jato de bicarbonato é um equipamento completo de profilaxia, desenvolvido para procedimentos clínicos da periodontia, endodontia, próteses e cirurgias. Trazendo mais dinamismo e versatilidade na sua rotina de trabalho

Imagem ilustrativa.

### ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO SONIC DUO

#### MUITO MAIS TECNOLOGIA EM UMA SÓ SOLUÇÃO

Duas funcionalidades integradas a um equipamento revolucionário para profilaxia, ideal para procedimentos clínicos de periodontia, endodontia, próteses e cirurgias. Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo uma experiência tátil exclusiva.

#### FUNCIONALIDADES

- Corpo pequeno, leve e com design funcional
- Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling)
- LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funções do aparelho
- Recipiente para bicarbonato
- Reservatório de água removível, transparente e com iluminação LED
- Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes
- Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento
- Bomba peristáltica com regulação de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes
- Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação
- Pedal de comando para acionamento
- Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência
- Fácil limpeza e desinfecção

#### 03 INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

- 02 Perio sub
- 01 Perio supra



#### 01 ULTRASSOM

- Ultrassom piezoelétrico com frequência de 30.000 Hz
- Ampla variedade de insertos
- Permite ajuste fino da potência
- Capa do transdutor removível e autoclavável

#### 02 BOMBA PERISTÁLTICA

- Reservatório removível de 1L translúcido com iluminação LED

#### 03 RESERVATÓRIO PARA JATO DE BICARBONATO

#### 04 JATO DE BICARBONATO

- Difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta

## ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO SONIC DUO FIT

### EXATAMENTE O QUE VOCÊ PRECISA

Cabe perfeitamente em seu consultório, em sua mão e em seu orçamento. Integrando ultrassom e jato de bicarbonato de forma inteligente para criar um produto único, só a Saevo apresenta uma solução feita sob medida para tudo o que você precisa.

### TRANSDUTOR ULTRASSOM

Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.

### PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO:

- capa do transdutor removível e autoclavável
- difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma.

### INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

Conecte a mangueira de ar e água.

### PAINEL:

- Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom).
- Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling.
- Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.

### 03 INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

02 Perio sub  
01 Perio supra

- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc).
- Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento.



## TIPS ENDODONTIA

Pontas indicadas para remoção de instrumentos fraturados, remoção de pinos intra-radiculares, cimentos, etc.

### ENDO G

Auxilia na obturação dos canais radiculares, plastificação de guta percha e abertura de espaço lateral.



### ENDO L

Auxiliar na instrumentação, irrigação dos canais radiculares e remoção de corpos estranhos.



### REMO C

Auxilia na remoção de coroas protéticas e provisórias.



### REMO N

Indicados para auxiliar na remoção de núcleos metálicos.



## TIPS PERIODONTIA

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental sub e supragengival em todas as faces dentais.

### PERIO E

Remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores.



### PERIO SUB

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental sub gengival.



### PERIO SUPRA

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental em todas as superfícies supra gengivais, principalmente em dentes posteriores.



| DESCRIÇÃO       | DIMENSÕES (mm) |
|-----------------|----------------|
| TIP ENDO G      | 34,2 X 20,5    |
| TIP ENDO L      | 31,4 X 10,5    |
| TIP REMO C      | 41,7 X 12,1    |
| TIPO REMO N     | 34,5 X 14,2    |
| TIP PERIO E     | 36,4 X 12,7    |
| TIP PERIO SUB   | 37,2 X 11,34   |
| TIP PERIO SUPRA | 39,0 X 12,6    |

**ATENÇÃO**  
Inserito com padrão de conexão de rosca externa.



SOLICITE  
ORÇAMENTO



ANVISA: 10069210086. JANEIRO - 2022 | COD: 51000000203

ULTRASSOM



saevo.com.br



@saevo\_oficial



saevoweb

**SAEVO**  
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.