

**SU CONSULTORIO
MUCHO
MÁS SEGURO**

21
SISTEMAS DE
SEGURANÇA

Imagem ilustrativa.



**AUTOCLAVE
AUTOCLAVE 21L**

**LA TECNOLOGÍA
EVOLUCIONA USTED
TAMBIÉN**

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento en todos sus procedimientos, sólo la gama de autoclaves Saevo integra la tecnología con el diseño. Seguridad y salud garantizadas al más alto nivel

- Sistema inteligente de control de temperatura, presión y altitud;
- Datos cruzados de temperatura y presión para una mayor precisión
- Dispositivos electrónicos y mecánicos que ofrecen mayor protección
- Ciclo de secado con puerta entreabierta o puerta cerrada
- Bivolt (selección automática)
- Calibración de altitud de hasta 4000 m para un control de presión más preciso

01 VÁLVULA REGULADORA DEL VACÍO

Subpresión

02 VÁLVULA DE SEGURIDAD

Sobrepresión

03 SISTEMA DE DESPRESURIZACIÓN

04 ANILLO DE JUNTA DE SILICONA

Excelente flexibilidad y resistencia a las variaciones de temperatura y presión.

05 3 BANDEJAS

06 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

Permite larga durabilidad y resistencia

07 MANÓMETRO

Permite la monitorización adecuada de la temperatura y la presión de trabajo durante todo el ciclo de esterilización.

08 CONTROLES DEL PANEL

Panel de comando situado en el lateral del equipo. Protegiendo contra los cambios de temperatura

COMMAND PANEL

- 01 | Indicación de la presión y de la temperatura
- 02 | Comienzo del ciclo de esterilización
- 03 | El secado
- 04 | Cancela/Interrumpe el ciclo de esterilización

- 05 | Equipo encendido
- 06 | Indicación del proceso de calentamiento/esterilización
- 07 | Indicación del proceso de secado
- 08 | Interrupción del ciclo

ANVISA: Sellador y destilador - Productos no regulados por Anvisa. 51000000184 -ABR- 2024

**AUTOCLAVE
AUTOCLAVE 12L**



2 BANDEJAS



ANVISA: 10069210082



SOLICITE
SU COTIZACIÓN



AUTOCLAVE