

LINEAR



L741

CONVEXO



3C-A



C613

ENDOCAVITÁRIO



6V1



EC9-5

SETORIAL



3P-A



7P-B

## Transdutores para o modelo EVUS 5

Modelo	Frequência (MHz)	Raio	FOV	Número de Elementos (cristais)	Aplicação
L741	4.0-16.0		46 mm	128	Vascular, pequenas partes, musculoesquelético, etc.
3C-A	1.0-7.0	50 mm	60°	128	Abdominal, Obstetrícia, Ginecologia.
C613	4.0-13.0	14 mm	90°	128	Cardiologia, Transcraniano
6V1	3.0-15.0	11 mm	135°	128	Obstetrícia, Ginecologia, Urologia.
EC9-5	3.0-15.0	8 mm	150°	128	
3P-A	1.0-6.0		90°	64	Cardiologia, Transcraniano.
7P-B	2.0-9.0		90°	64	Cardiologia, Transcraniano (Pediátrico/Neonatal).