

**TODA A
ERGONOMIA
PARA QUEM EXIGE
O MÁXIMO DE
PROFISSIONALISMO**

Imagem Ilustrativa.

**PEÇAS DE MÃO
ALTA ROTAÇÃO**

SAEVO SL 30 PB ALUMÍNIO

- Corpo da turbina fabricada em alumínio: Levíssimo e ergonômico
 - Rotação de 335.00rpm/min
 - Rolamento cerâmico
 - Peso: 30 g
 - Baixo Ruído de Trabalho
 - Fixação das brocas: Push Button
 - Torque (parada): 0,05-0,18N.cm
- Não acompanha broca

SAEVO SL 30 FG ALUMÍNIO

- Corpo da turbina fabricada em alumínio
- Conexão tipo Borden
- Spray Triplo
- Rotação de 335.00rpm/min
- Rolamento cerâmico
- Peso: 30 g
- Baixo Ruído de Trabalho
- Fixação das brocas: Friction Grip
- Torque : 0,05-0,18N.cm



Fixação de brocas
PUSH BUTTON



Spray triplo



Fixação de brocas
FRICTION GRIP



Conexão
tipo Borden



Saca-Brocas

CONTRA-ÂNGULO

SAEVO SL 30 PB | SAEVO SL 30 FG

- Fabricada em alumínio
 - Rotação máxima: 13.600 rpm/min
 - Sistema de conexão INTRA giratório
 - Peso: 49g
 - Transmissão 1:1
 - Torque: 0,35 a 1,00 N.cm
- Não acompanha broca.



Fixação de brocas
PUSH BUTTON



Spray Externo

MICRO MOTOR

SAEVO SL 30

- Fabricado em alumínio
- Rotação de 5.000 a 20.000 rpm
- Sistema de conexão INTRA giratório
- Peso: 80g
- Torque: 0,35 até 1,00 N.cm
- Baixo ruído de trabalho
- Regulagem de rotações nos sentidos horário e anti-horário
- Regulagem do Spray



Com spray externo



PEÇA RETA

SAEVO INTRA SL 30

- Fabricado em alumínio
- Sistema de conexão INTRA giratório
- Peso : 50g
- Transmissão 1:1
- Brocas fixadas por meio de giro de anel
- Utiliza brocas Standard e haste tipo 2



Adaptador para
Spray externo



NA HORA DE ESCOLHER SUAS PEÇAS DE MÃO, SURPREENDA-SE.

Kit acadêmico de alto desempenho com peças de mão totalmente reformuladas!

KIT ACADÊMICO CONTÉM:

- 1 Alta Rotação
- 1 Contra-ângulo
- 1 Micro Motor
- 1 Peça reta
- 1 Lubrificante
- 1 Bolsa exclusiva



GARANTIA ESTENDIDA ATÉ A SUA FORMATURA

- Peças mais resistentes e mais leves
- Corpo em alumínio
- Topo resiste a impactos
- Sistema push button
- Com garantia até você se formar

ALTA ROTAÇÃO

Caneta de alta rotação odontológica é o instrumento utilizado para cortar materiais extremamente rígidos e resistentes.

CONTA-ÂNGULO

Por possui baixa rotação, são utilizadas para remover estruturas dentárias amolecidas, preservando o tecido hígido.

PEÇA RETA

Ideal para acabamento e prótese dentária. A Peça Reta Intra é indicada para realizar o acabamento e polimento protético.

MICROMOTOR

Possui a função de elemento motor do contra-ângulo e da peça reta.

O KIT DE PEÇAS DE MÃO DA SAEVO É COMPLETO PARA AS NECESSIDADES DO CIRURGIÃO-DENTISTA, COM O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO. ELE É COMPOSTO POR UMA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, PEÇA RETA E CONTRA-ÂNGULO, E AINDA CONTA COM UMA BOLSA PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE.



A lubrificação das Peças de Mão tem relação direta com a vida útil dos instrumentos. Por meio deste processo é possível realizar a manutenção preventiva, principalmente destes equipamentos que trabalham em alta rotação.

O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza.

ANVISA: ALTA ROTAÇÃO - 10069210065
ANVISA: MICROMOTOR - 10069210073
ANVISA: CONTRA-ÂNGULO - 10069210073
ANVISA: PEÇA RETA - 10069210073
NOVEMBRO - 2022 | COD. 51000000197

SOLICITE ORÇAMENTO



PEÇAS DE MÃO