

ULTRASSONS SONIC DUO E SONIC DUO FIT



A TECNOLOGIA EVOLUI VOCÊ TAMBÉM

O ultrassom com jato de bicarbonato é um equipamento completo de profilaxia, desenvolvido para procedimentos clínicos da periodontia, endodontia, próteses e cirurgias. Trazendo mais dinamismo e versatilidade na sua rotina de trabalho

Imagem ilustrativa.

ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO SONIC DUO

MUITO MAIS TECNOLOGIA EM UMA SÓ SOLUÇÃO

Duas funcionalidades integradas a um equipamento revolucionário para profilaxia, ideal para procedimentos clínicos de periodontia, endodontia, próteses e cirurgias. Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo uma experiência tátil exclusiva.

FUNCIONALIDADES

- Corpo pequeno, leve e com design funcional
- Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling)
- LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funções do aparelho
- Recipiente para bicarbonato
- Reservatório de água removível, transparente e com iluminação LED
- Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes
- Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento
- Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes
- Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação
- Pedal de comando para acionamento
- Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência
- Fácil limpeza e desinfecção

03 INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

- 02 Perio sub
- 01 Perio supra



01 ULTRASSOM

- Ultrassom piezoelétrico com frequência de 30.000 Hz
- Ampla variedade de insertos
- Permite ajuste fino da potência
- Capa do transdutor removível e autoclavável

02 BOMBA PERISTÁLTICA

- Reservatório removível de 1L translúcido com iluminação LED

03 RESERVATÓRIO PARA JATO DE BICARBONATO

04 JATO DE BICARBONATO

- Difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta

ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO SONIC DUO FIT

EXATAMENTE O QUE VOCÊ PRECISA

Cabe perfeitamente em seu consultório, em sua mão e em seu orçamento. Integrando ultrassom e jato de bicarbonato de forma inteligente para criar um produto único, só a Saevo apresenta uma solução feita sob medida para tudo o que você precisa.

TRANSDUTOR ULTRASSOM

Sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.

PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO:

- capa do transdutor removível e autoclavável
- difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

Conecte a mangueira de ar e água.

PAINEL:

- Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom).
- Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling.
- Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.

03 INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

- 02 Perio sub
- 01 Perio supra

- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc).
- Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento.



ULTRASSOM SONIC FIT

- Compacto e otimizado para um trabalho mais eficiente no dia a dia do dentista
- Ultrassom piezoelétrico com frequência de 30.000Hz

TIPS PERIODONTIA

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental sub e supragengival em todas as faces dentais.

PERIO E

Remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores.



PERIO SUB

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental sub gengival.



PERIO SUPRA

Pontas indicadas para remoção de cálculo dental em todas as superfícies supra gengivais, principalmente em dentes posteriores.



DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
TIP PERIO E	36,4 X 12,7
TIP PERIO SUB	37,2 X 11,34
TIP PERIO SUPRA	39,0 X 12,6

ATENÇÃO
Insero com padrão de conexão de rosca externa.



SOLICITE
ORÇAMENTO



ANVISA: 10069210086. NOVEMBRO - 2022 | COD. 51000000203

ULTRASSOM