

RAYOS-X PORTÁTIL  
AIR X-RAY

**SAEVO**  
SALUD EN EVOLUCION.

Imagen ilustrativa.



**60 kV**  
**2,5 mA**

## LA EVOLUCIÓN EN TUS MANOS

### Movilidad

Un producto hecho para traer eficiencia y sofisticación a todas partes.

### Ligero y compacto

Su ligereza facilita el manejo, aportando la practicidad que aumenta la productividad del día a día.

### Adaptable

Preparado para el uso de sensor intraoral, placa de fósforo y película radiográfica.

# SAEVO

AIR X-RAY



Imagen ilustrativa.

- La radiografía dental portátil Eagle X-Ray garantiza la seguridad del paciente y del operador, con mecanismos que reducen la cantidad de exposición del paciente.
- Con la radiografía dental portátil, la fuga de radiación del equipo se minimiza mediante un colimador de material radiopaco, evitando la exposición innecesaria del usuario y dirigiendo la radiación al objetivo del examen.
- Voltaje nominal de 60kVp, corriente de tubo de 2.5 mA y punto focal de 0.7x0.7 mm.

## Informaciones técnicas

**Ampolla voltaje:** 60KV  
**Ampolla de corriente:** 2,5 mA  
**Distancia foco-piel:** 200 mm  
**Distancia foco-receptor:** 220 mm  
**Energía máxima acumulada en 1h:** 150 mAs.  
**Focal point:** 0,7 x 0,7 mm  
**Peso:** 2,4 kg  
**Potencia máxima de salida:** 150 W (60kV x 2,5mA)  
**Tipo:** Li-ion rechargeable  
**Tipo de generador:** Constant Power High Frequency Generator  
**Ángulo objetivo:** 16°  
**Tensión máxima de funcionamiento (intensidad):** 60KVp  
**Rango seleccionable de tiempo de irradiación:** 0.01 a 1 segundo (Con pasos de 0.01s)



COD: 51000000294 - ENERO - 2023  
ANVISA: 10101130092

SOLICITE  
SU COTIZACIÓN



RAYOS X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL