

RAIOS-X PORTÁTIL  
AIR X-RAY

**SAEVO**  
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

Imagem ilustrativa.



**60 kV**  
**2,5 mA**

## A EVOLUÇÃO EM SUAS MÃOS

### Mobilidade

Um produto feito para levar eficiência e sofisticação a todo lugar.

### Leve e Compacto

Sua leveza facilita o manuseio, trazendo a praticidade que eleva a produtividade do dia a dia.

### Adaptável

Preparado para uso de sensor intraoral, placa de fósforo e filme radiográfico.

# SAEVO

AIR X-RAY



Imagem ilustrativa.

- O Raios X Odontológico Portátil garante a segurança do paciente e do operador, com mecanismos que diminuem a quantidade de exposições ao paciente.
- Com o Raios X Odontológico Portátil, a radiação de fuga do equipamento é minimizada por um colimador de material radiopaco, evitando exposição desnecessária do usuário e direcionando a radiação para o alvo do exame.
- Tensão nominal de 60kVp, corrente no tubo de 2.5 mA e ponto focal de 0.7x0.7mm.

## Informações técnicas

**Tensão da Ampola:** 60kV  
**Corrente da Ampola:** 2,5 mA  
**Distância foco-pele:** 200 mm  
**Distância foco-receptor:** 220 mm  
**Energia Máxima Acumulada em 1h:** 150 mAs.  
**Ponto Focal:** 0,7 x 0,7 mm  
**Peso:** 2,4 kg  
**Potência na Saída Máxima:** 150 W (60kV x 2,5mA)  
**Tipo Bateria:** Li-ion recarregável  
**Tipo de gerador:** Alta Frequência de potência constante  
**Ângulo de Alvo:** 16°  
**KiloVoltagem:** 60KVp  
**Intervalo de programação:** 0,01 – 1s



COD: 51000000292 - JAN - 2023  
ANVISA: 10101130092

SOLICITE  
ORÇAMENTO



RAIOS - X PORTÁTIL