

Consultório
NOVA LINHA
S300

SAEVO

**TRANSFORME
SEU DIA A DIA
COM NOVAS
POSSIBILIDADES**

O consultório S 300 chega para surpreender os profissionais, com detalhes que transformarão sua rotina de trabalho



Imagem ilustrativa

CONHEÇA A S 300

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado
- 2 Braço de apoio rebatível em 90°
- 3 Estofamento com 15 opções de cores*
- 4 Pedal de comandos Joystick
- 5 Base com debrum antiderrapante
- 6 Dispensa fixação no piso
- 7 Permite acoplamento de até 5 terminais
- 8 Bandeja de apoio para instrumentais no equipo H e tampo de inox no equipo F
- 9 Hastes retráteis com trava (no equipo H)
- 10 Equipo com braço pneumático
- 11 Unidade de água rebatível a 90°, porta-copo e sensor de proximidade
- 12 Refletor Sirius LED - 3 LEDs com sensor de proximidade



CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram
a sua rotina de trabalho

PVC ou Viscoelastic									
VERDE ESCURO	OURO	CINZA	LARANJA	PRATA	AZUL ESCURO	ANGRA	CELESTE	DESERT ROSE	NOZES
Couro									
TERRACOTA	NERO	MARINHO	CARRARA	NOZES					

ITENS DE SÉRIE

Refletor Sirius 3 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para ativação e controle de intensidade.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças de laço bilateral para isolamento e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

- Sensor 3 LEDs
- Sistema óptico com 3 LEDs
- Três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX



Porta copos
com sensor de proximidade



Controle PAD
com negatoscópico

- Subida e descida do assento da cadeira
- Subida e descida do encosto da cadeira
- Posição de volta à zero
- Programação de trabalho
- Acendimento do refletor



Braço Alcance
com pad



COMPARE AS VERSÕES



	S301	S302	S302 H	S303	S303 H
Cadeira	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
Equipo	Air - G3 version	Air - G3 version	Hasteflex - G3 version	Air - G3 version	Hasteflex - G3 version
Acessórios Equipo	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópico	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópico	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópico	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópico	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópico
Terminais Equipo	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade
Terminais Unidade de Água	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV
Refletor	Sirius G8 3 LEDs	Sirius G8 3 LEDs	Sirius G8 3 LEDs	Sirius G8 3 LEDs	Sirius G8 3 LEDs

Os Consultórios Odontológicos S301, S302, S302 H, S303 e S303 H, são compostos por:

Cadeira Syncrus G2 - ANVISA: 10069210062 | Equipo Syncrus G2 - ANVISA: 10069210075 | Equipo Syncrus G3 H - ANVISA: 10069210075

Unidade de Água Syncrus G2 - ANVISA: 10069210063 | Refletor Persus LED, Sirius G8 Sensor 3 Leds, Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds - Anvisa: 10069210069

outubro - 2023 | COD. 51000000209



SOLICITE ORÇAMENTO

saevo.com.br

@saevo_oficial

saevoweb

@saevo_oficial

SAEVO