

Consultório  
NOVA LINHA  
**S400**

**SAEVO**

**EVOLUA SUA  
EXPERIÊNCIA  
PROFISSIONAL**

O S 400 é um consultório que reúne conforto e tecnologia para a melhor experiência do cirurgião-dentista



Imagem ilustrativa

**CONHEÇA A S 400**

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado
- 2 Braço de apoio rebatível em 90°
- 3 Estofamento com 15 opções de cores\*
- 4 Pedal de comandos Joystick
- 5 Base com debrum antiderrapante
- 6 Dispensa fixação no piso
- 7 Permite acoplamento de até 6 terminais
- 8 Manômetro para visualizar a pressão do ar e alimentação do equipo
- 9 Bandeja de apoio para instrumentais
- 10 Hastes retráteis com trava (no equipo H)
- 11 Equipo com braço pneumático
- 12 Unidade de água rebatível a 60°  
Porta-copo e sensor de proximidade
- 13 Refletor Sirius LED - 5 LEDs



**CORES SAEVO**

Estofamentos que inspiram  
a sua rotina de trabalho

PVC ou Viscoelastic									
VERDE ESCURO	OURO	CINZA	LARANJA	PRATA	AZUL ESCURO	ANGRA	CELESTE	DESERT ROSE	NOZES
Couro									
TERRACOTA	NERO	MARINHO	CARRARA	NOZES					

# ITENS DE SÉRIE

## Refletor Sirius 5 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para ativação e luz controle de intensidade.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças de laço bilateral para isolamento e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

- Sensor 5LEDs
- Sistema óptico com 5 LEDs
- Três intensidades: 25.000, 35.000 e 45.000 LUX



**Unidade de água**  
com sensor de proximidade e bacia removível



**Controle PAD**  
com negatoscópio

- Subida e descida do assento da cadeira
- Subida e descida do encosto da cadeira
- Bloqueio de movimentos
- Posição de volta à zero
- Acionamento da água da cuba e do porta-copo
- Posição de cuspir e retorno à última posição
- Programação de trabalho
- Acendimento do refletor



**Braço Assistente**  
com controle PAD

## COMPARE AS VERSÕES



	S401	S401 H	S402	S404	S404 H
<b>Cadeira</b>	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
<b>Equipo</b>	Air - G3 version	Hasteflex - G3 version	Air - G3 version	Air - G3 version	Hasteflex - G3 version
<b>Acessórios Equipo</b>	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro
<b>Terminais Equipo</b>	Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Fotopolimerizador	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Fotopolimerizador
<b>Acessórios Unidade de Água</b>	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master
<b>Terminais Unidade de Água</b>	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV
<b>Refletor</b>	Sirius G8 5 LEDs	Sirius G8 5 LEDs	Sirius G8 5 LEDs	Sirius G8 5 LEDs	Sirius G8 5 LEDs

Os Consultórios Odontológicos S401, S401 H, S402, S404 e S404 H, são compostos por:

Cadeira Syncrus G2 - ANVISA: 10069210062 | Equipo Syncrus G8 FE - ANVISA: 10069210075 | Equipo Syncrus G8 HE - ANVISA: 10069210075

Unidade de Água Syncrus G3 - ANVISA: 10069210063 | Refletor Persus LED, Sirius G8 Sensor 3 Leds, Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds - Anvisa: 10069210069

outubro - 2023 | COD. 51000000212



SOLICITE ORÇAMENTO

saevo.com.br

@saevo\_oficial

saevoweb

@saevo\_oficial

**SAEVO**