

Consultorio
NUEVA LÍNEA
S400

SAEVO

EVOLVE TU
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

S400 es un consultorio dental que combina comodidad y tecnología para ofrecer una buena experiencia al cirujano dentista



Imagen ilustrativa

CONOCE A LA LÍNEA S400

- 1 Reposacabezas con movimiento biarticulado
- 2 Brazo de apoyo plegable a 90°
- 3 Tapizado con 15 opciones de colores
- 4 Pedal de comandos Joystick
- 5 Base con ribete antideslizante
- 6 No requiere fijación al piso
- 7 Permite hasta 6 terminales
- 8 Manómetro para visualizar la presión del aire y alimentación del equipo
- 9 Bandeja de soporte para instrumentos
- 10 Varillas retráctiles con bloqueo (en la unidad dental H)
- 11 Unidad Dental con brazo neumático
- 12 Unidad de agua plegable a 60°
Portavasos y sensor de proximidad
- 13 Reflectores Sirius 5 LEDS



COLORES SAEVO

Tapizados que inspiran tu rutina de trabajo.

PVC o Viscoelastico




Cuero



ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 5 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: eficiente en cuanto a energía y duradera.
- Sensor de proximidad para activación y control de intensidad de luz.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Cabeza giratoria con material duradero.
- Asas de lazo bilateral autoclavables para aislamiento.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.
- Sistema óptico con 5 LEDs
- Tres intensidades: 25.000, 35.000 y 45.000 LUX



Unidad de agua con sensor de proximidad y escupidera extraíble de porcelana



Control PAD con negatoscopio



Brazo asistente con control PAD



COMPARA LAS VERSIONES

	S401	S401 H	S404	S404 H
Sillón	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air	Hasteflex	Air	Hasteflex
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Fotocurado	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Fotocurado
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Brazo Asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío
Reflector	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs

Los consultorios dentales S401, S401 H, S404 y S404 H están compuestos por:
Sillón Syncrus G2 - Anvisa: 10069210062 | Unidad Dental Syncrus G3; Syncrus G3 H; Syncrus G8 FE; Syncrus G8 HE - Anvisa: 10069210075
Unidad de agua Syncrus G3 - Anvisa: 10069210063 | Reflector Sirius G8 Sensor 5 Leds - Anvisa: 10069210069

Abril - 2024 | COD. 51000000214



SOLICITA COTIZACIÓN

saevo.com.br

[@saevo_oficial](https://www.instagram.com/saevo_oficial)

[saevoweb](https://www.facebook.com/saevoweb)

[@saevo_oficial](https://www.tiktok.com/@saevo_oficial)

