

Consultório
NOVA LINHA
S200

SAEVO

**INSPIRE UMA
NOVA ROTINA
DE TRABALHO**


O S 200 é um consultório de entrada para você iniciar a sua carreira com tecnologia e design



Imagem ilustrativa

CONHEÇA A S 200

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado*
- 2 Estofamento com 15 opções de cores**
- 3 Pedal de comandos para acionamento e programação da cadeira
- 4 Base com debrum antiderrapante
- 5 Dispensa fixação no piso
- 6 Permite acoplamento de até 5 terminais
- 7 Tampo de inox para apoio de instrumentais*
- 8 Equipo com braço pneumático no equipo F e mecânico nos demais modelos
- 9 Porta-copo e sensor de proximidade
- 10 Refletor Persus LED ou Sirius LED - 3 LEDs com sensor de proximidade



CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram
a sua rotina de trabalho



SERIAL ITEMS

Refletor Persus LED

- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°
- Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (escolha de intensidade pelo pedal)



(somente nas versões S201, S201 C e S202)

Refletor Sirius 3 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para ativação e luz controle de intensidade.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Cabeça giratória com material durável.
- Alças de laço bilateral para isolamento e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.
- Sensor 3 LEDs
- Sistema óptico com 3 LEDs
- Três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX

(somente na versão S204)



2 Terminais

- 1 terminal de Alta Rotação
- 1 Terminal de Baixa Rotação



Encosto de cabeça

Biarticulado



Porta copos

com sensor de proximidade



(somente nas versões S202 e S204)

COMPARE AS VERSÕES



	S201	S201 C	S202	S204
Cadeira	Encosto de cabeça biarticulado Braço fixo	Encosto de cabeça biarticulado Braço fixo	Encosto de cabeça biarticulado Braço fixo	Encosto de cabeça biarticulado Braço fixo
Equipo	Mecânico	Cart	Air	Air
Acessórios Equipo	Tampo de inox	Tampo de inox	Tampo de inox	Tampo de inox
Terminais Equipo	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade
Terminais Unidade de Água	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV
Refletor	Refletor Persus LED	Refletor Persus LED	Refletor Persus LED	Sirius G8 3 LEDs

Os Consultórios Odontológicos S201, S201 C, S202 e S204, são compostos por:
Cadeira Syncrus - ANVISA: 10069210062 | Equipo Syncrus G2 - ANVISA: 10069210075 | Unidade de Água Syncrus G2 - ANVISA: 10069210063
Refletor Persus L, Persus LED, Sirius G8 Sensor 3 Leds, Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds - Anvisa: 10069210069

outubro - 2023 | COD. 51000000206



SOLICITE ORÇAMENTO

saevo.com.br

@saevo_oficial

saevoweb

@saevo_oficial

