

Consultório
NOVA LINHA
S500

SAEVO

**TECNOLOGIA
EM SINTONIA
COM O SEU
TALENTO**

O S500 é um consultório odontológico feito para surpreender o cirurgião-dentista com o que há de mais avançado em tecnologia e design.



Imagem ilustrativa

CONHEÇA A S 500

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado
- 2 Braço de apoio para o paciente
- 3 Estofamento com 15 opções de cores*
- 4 Pedal de comandos Joystick com Chip Blower
- 5 Base com debrum antiderrapante
- 6 Dispensa fixação no piso
- 7 Kit PAD/Negatoscópico acoplado
- 8 Permite acoplamento de até 6 terminais
- 9 Micromotor Elétrico (MME)
- 10 Manômetro para visualizar a pressão do ar e alimentação do equipo
- 11 Bandeja de apoio para instrumentais
- 12 Hastes retráteis com trava (no equipo H)
- 13 Equipo com braço pneumático
- 14 Sistema Flush
- 15 Cuba rebatível a 180° com Sensor de Proximidade e Porta-Copo
- 16 Braço alcance com PAD
- 17 Refletor Sirius 3x2 LEDs com sensor de proximidade



CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

PVC ou Viscoelastic									
VERDE ESCURO	OURO	CINZA	LARANJA	PRATA	AZUL ESCURO	ANGRA	CELESTE	DESERT ROSE	NOZES
Couro									
TERRACOTA	NERO	MARINHO	CARRARA	NOZES					

ITENS DE SÉRIE

Refletor Sirius 3x2 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
 - Sensor de proximidade para acionamento e controle de intensidade luminosa.
 - Fonte de luz fria, sem geração de calor.
 - Spot retangular para uma maior área de trabalho.
 - Design inovador com manuseio ergonômico.
 - Alças de laço bilateral para isolamento e autoclaváveis.
 - Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.
- Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs brancos + 2 LEDs amarelos
 - Quatro intensidades de luz - Luz Branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX e Luz Amarela: 6.500 LUX
 - Permite a utilização da luz amarela durante procedimentos clínicos com materiais fotoativados, aumentando seu tempo de manuseio ao inibir a polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais fotoativados.



Micromotor Elétrico

- Transmissão de Velocidade: 1:1
- Velocidade Máxima: 40.000 rpm
- Torque Máximo: 3.5 N.cm
- Sistema de Irrigação: Interno
- Sistema de Iluminação: LED+
- Tipo de Conexão: ISO 3964
- Acoplamento Curto (INTRA)
- Peso: 57 gramas

(somente nas versões S502 e S502 H)



Controle PAD

- com negatoscópio
- Subida e descida do assento da cadeira
 - Subida e descida do encosto da cadeira
 - Bloqueio de movimentos
 - Posição de volta à zero
 - Acionamento da água da cuba e do porta-copo
 - Posição de cuspir e retorno à última posição
 - Programação de trabalho
 - Acendimento do refletor



Braço Alcance com PAD

COMPARE AS VERSÕES



	S501	S501 H	S502	S502 H
Cadeira	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
Equipo	Air	Hasteflex	Air	Hasteflex
Acessórios Equipo	Bandeja Dupla Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Dupla Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro
Terminais Equipo	Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Micromotor Elétrico	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Micromotor Elétrico
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master
Terminais Unidade de Água	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice
Refletor	Sirius G8 3x2 LEDs	Sirius G8 3x2 LEDs	Sirius G8 3x2 LEDs	Sirius G8 3x2 LEDs

Os Consultórios Odontológicos S501, S501 H, S502, e S502 H, são compostos por:

Cadeira S 500 - ANVISA: 10069210062 | Equipo Syncrus G8 FE - ANVISA: 10069210075 | Equipo Syncrus G8 HE - 10069210075

Unidade de Água Syncrus G4A - ANVISA: 10069210063 | Refletor Sirius G8 Sensor 3 Leds, Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3x2) Leds -

Anvisa: 10069210069

outubro - 2023 | COD. 51000000215



SOLICITE ORÇAMENTO

saevo.com.br

@saevo_oficial

saevoweb

@saevo_oficial

SAEVO