

SEU CONSULTÓRIO MUITO MAIS SEGURO

21
SISTEMAS DE SEGURANÇA

Imagem ilustrativa.



AUTOCLAVE 21L

A TECNOLOGIA EVOLUI VOCÊ TAMBÉM

Projetada para entregar altíssimo desempenho em todos os seus procedimentos, só a Linha de Autoclaves Saevo integra tecnologia com design e:

- Sistema inteligente de controle de temperatura, pressão e altitude;
 - Cruza dados de temperatura e pressão para ter maior precisão
 - Dispositivos eletroeletrônicos e mecânicos que oferecem maior proteção
 - Ciclo de secagem com porta entreaberta ou porta fechada
 - Bivolt (seleção automática)
 - Calibração de altitude até 4.000m para controle de pressão mais preciso
- Garantia de segurança e saúde em seu mais alto nível.

ANVISA: 10069210079

- 01 VÁLVULA ANTIVÁCUO** subpressão
- 02 VÁLVULA DE SEGURANÇA** sobrepressão
- 03 SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO**

- 04 ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE**
Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão.
- 05 3 BANDEJAS**
- 06 TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL**
Permite uma longa durabilidade e resistência.
- 07 MANÔMETRO**
Permite o monitoramento adequado de temperatura e pressão de trabalho durante todo o ciclo de esterilização.
- 08 PAINEL DE COMANDOS**
Painel de comandos localizado na lateral do equipamento. Protegendo das mudanças de temperatura.

AUTOCLAVE 12L



2 BANDEJAS



ANVISA: 10069210082

- 01**
- 02**
- 03**
- 04**
- 05**
- 06**
- 07**
- 08**

PAINEL DE COMANDOS

- 01 | Indicação de pressão e temperatura
- 02 | Início do ciclo de esterilização
- 03 | Extra secagem
- 04 | Anula/interrompe o ciclo de esterilização
- 05 | Equipamento ligado
- 06 | Indicação do processo de aquecimento/esterilização
- 07 | Indicação do processo de secagem
- 08 | Interrupção de ciclo

Imagem Ilustrativa - Dez - 25

SOLICITE ORÇAMENTO



BIOSSEGURANÇA



saevo.com.br



@saevo_oficial



saevoweb



saevo_oficial



Uma marca

alljage